

## Aguja Punción Inicial


Set utiliza para el acceso percutáneo de tejido profundo de nefrostomía y acceso a otros tejidos percutáneo y todas las demás aplicaciones percutáneas. Se debe usar una guía de 0.035”.

### Aguja de punción de 2 partes, punta trocar



Art. No.	Tamaño (GA)	Longitud (cm)
<b>IPN-18-20-2T</b>	18	20

### Aguja de punción de 3 partes, punta biselada



<b>IPN-18-20-3B</b>	18	20
---------------------	----	----

## Aguja Chiba

La aguja chiba se usa para colangiografía percutánea, biopsia citológica y procedimiento percutánea de rutina.



Art. No.	Tamaño (GA)	Longitud (cm)
<b>CH-22-20</b>	22	20
<b>CH-22-28</b>	22	28