


Catéter Ureteral

Para inyectar Contraste Líquido

Se usa para drenar la orina que está bloqueada y no tiene otra forma de escape. Con más frecuencia, se usa como un medio de inyección de contraste en los riñones o en los uréteres para un procedimiento de imagen, y se elimina una vez que se completa la prueba.

Con Estilete
Hecho de PEBAX
Tecoflex® EE.UU.



Punta Angulada Abierta (Tiemann)

Art. No.	Tamaño (Fr/CH)	Longitud (cm)
UC-A0-3	3	70
UC-A0-4	4	70
UC-A0-5	5	70
UC-A0-6	6	70
UC-A0-7	7	70

Punta Angulada Cerrada (Tiemann)

UC-AR-3	3	70
UC-AR-4	4	70
UC-AR-5	5	70
UC-AR-6	6	70
UC-AR-7	7	70

Punta Cónica Abierta

UCC-5/8	5	8	70
UCC-6/10	6	10	70
UCC-7/12	7	12	70