

# Electrodo BIPOLAR para RTU

Se utiliza para la resección transuretral en el tratamiento endoscópico, urológicos y ginecológico.

## STORZ, 2 Tallos, 30° Grados, 24/26 Fr

Curva de Corte **UBSCP**  
 Curva de Corte **UBSCP40** (0.40 mm guía)

Curva de Corte **UBSC**  
 Curva de Corte **UBSC30** (0.30 mm guía)  
 Curva de Corte **UBSC40** (0.40 mm guía)

Curva de Corte **UBSCDV** (pequeña)  
 Curva de Corte **UBSCD** (pequeña)  
 Curva de Corte **UBSCB** (recta)

## STORZ, 2 Tallos, 30° Grados, 24/26 Fr

Electrodo Coagulación **UBSCL** (puntiagudo)  
 Electrodo Coagulación **UBSCLV** (puntiagudo)

Electrodo de vaporización, media luna  
 forma esférico **UBSB**

## OLYMPUS, 12° Grados, 24 Fr

Curva de Corte **UBOC12-S** (pequeña)  
 Curva de Corte **UBOC12-M** (mediana)

## OLYMPUS, 30° Grados, 24 Fr

Curva de Corte **UBOC30-S** (pequeña)  
 Curva de Corte **UBOC30-M** (mediana)

## OLYMPUS, 12° y 30° Grados, 24 Fr

Curva angulada **UBOCA-S** (pequeña)  
 Curva angulada **UBOCA-M** (mediana)

## OLYMPUS, 12° y 30° Degrees

Electrodo de rodillo **UBOR**

Electrodo de curva **UBOC12-D**, 12° grande  
 Electrodo de curva **UBOC30-D**, 30° grande

Electrodo de banda **UBOC12-T**, 12° grande  
 Electrodo de banda **UBOC30-T**, 30° grande

Botón de plasma **UBOB**

## OLYMPUS, 12°, 30° y 45° Degrees

Aguja  
 Curva angulada  
**UBOL**