


Guía de Nitinol NEG

Se utiliza para obtener acceso a través de difíciles estenosis biliares y pancreáticas.
Facilita el intercambio de accesorios compatibles con guía a los conductos biliares o pancreáticos deseados.



Punta Flexible

Art. No.	Guía Ø	Punta	Longitud (cm)
NEG-025-S	0.025"	Recta	450
NEG-025-A	0.025"	Angular	450
NEG-032-S	0.032"	Recta	450
NEG-032-A	0.032"	Angular	450
NEG-035-S	0.035"	Recta	450
NEG-035-A	0.035"	Angular	450
NEG-038-S	0.038"	Recta	450
NEG-038-A	0.038"	Angular	450