


Balón Dilatador Biliar

Se utiliza para dilatar la papila o las estenosis biliares a través del endoscopio

De punta atraumática



Art. No.	Balón Ø (mm)	Longitud de Balón (cm)	Funda Ø (mm)	Guía	Longitud de trabajo (cm)	Presión de ruptura (atm)
S-BBD-0640	6	4	2.5	0.035"	200	10
S-BBD-0840	8	4	2.5	0.035"	200	10
S-BBD-1040	10	4	2.5	0.035"	200	10
S-BBD-1260	12	6	2.5	0.035"	200	10
S-BBD-1460	14	6	2.5	0.035"	200	10