

## Dilatador de un solo paso Nottingham

Se usa para dilatar el túnel intramural y el uréter en un solo paso. También se puede usar para inyectar medio de contraste y determinar el túnel submucoso o el gel anestésico para ayudar a desalojar las piedras uretales. Con recubrimiento hidrofílico.




Longitud Total 70 cm, Longitud de la punta 6 cm, acepta guía 0.038"

Art. No.	Tamaño Mango (Fr/CH)	Tamaño de la punta (Fr/CH)
<b>NOT 6-10</b>	10	6 to 10
<b>NOT 6-12</b>	12	6 to 12

## Dilatador Femenino


Para dilatar la uretra femenina

Art. No.	Tamaño de la punta (Fr/CH)	Longitud
<b>FUD</b>	3 to 10 mm	100 mm



## Dilatador del Meato Ureteral

Para dilatar el Meato Ureteral



Art. No.	Tamaño de la punta (Fr/CH)	Longitud
<b>MDA</b>	2 to 8 mm	45 mm
<b>MDP</b>	1 to 4 mm	20 mm