

Aguja de Biopsia Semiautomática

Mango y aguja combinadas

Se utiliza para tomar una muestra de tejido para biopsia del riñón o la próstata.

Para toma de muestra de biopsia de 10mm o 20mm de próstata.

Para ser visto bajo fluoroscopia o ultrasonido.




Art. No.	Tamaño (GA)	Longitud (cm)
SEMI 1410	14	10
SEMI 1415	14	15
SEMI 1420	14	20
SEMI 1610	16	10
SEMI 1615	16	15
SEMI 1620	16	20
SEMI 1810	18	10
SEMI 1815	18	15
SEMI 1820	18	20



Pos. 0: Posición Inicial



Pos. 1: Para muestra de 10 mm



Pos. 2: Para muestra de 20 mm