


Aguja de Inyección para Escleroterapia

Usado para la inyección endoscópica de várices esofágicas y mucosa gastrointestinal en la unión gastroesofágica o por encima de esta



Aguja de corte afilado con protección metálica de presión efecto JET.
 Aguja especialmente desarrollada para proporcionar un agarre seguro y firme con el tubo interior para evitar posibles fugas entre la unión del tubo interior y la aguja.
 Todos los tubos están hechos de PTFE (Teflón).

Art. No.	Calibre de la Aguja	Longitud Aguja (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Canal de Trabajo Ø (mm)
SGN-2319	19G sin seguro	7	170	2.8
SGN-2319-C	19G sin seguro	7	230	2.8
SGN-2320	20G sin seguro	7	170	2.8
SGN-2320-C	20G sin seguro	7	230	2.8
SGN-2321	21G sin seguro	7	170	2.8
SGN-2321-C	21G sin seguro	7	230	2.8
SGN-2322	22G sin seguro	7	170	2.8
SGN-2322-C	22G sin seguro	7	230	2.8
SGN-2323	23G con seguro	7	170	2.8
SSN-2323-C	23G con seguro	7	230	2.8
SSN-2324	24G con seguro	4	170	2.8
SSN-2324-C	24G con seguro	4	230	2.8
SSN-2325	25G con seguro	4	170	2.8
SSN-2325-C	25G con seguro	4	230	2.8

C = Colono