


Balón Dilatador de 3 Etapas

Se utiliza para dilatar el tracto gastrointestinal incluyendo Estenosis del esófago/colon/biliar a través del endoscopio

Diseñado para proporcionar una dilatación versátil y gradual de 3 etapas en estenosis del tracto gastrointestinal con precisión de tamaño para la terapia. Proporciona una mayor área de la superficie del balón durante la dilatación. Posee 2 marcas radiopacas para facilitar la exactitud del posicionamiento del balón.



Art. No.	Guía	Longitud de Trabajo (cm)	Balón Inflado Ø (mm)	Longitud del Balón (mm)	Presión de Inflación (atm)	Canal Ø Compatible (mm)
S-3BD-101112	0.035"	180	10-11-12	55	3-5-8	2.8
S-3BD-121315	0.035"	180	12-13.5-15	55	3-4.5-8	2.8
S-3BD-151618	0.035"	180	15-16.5-18	55	3-4.5-7	2.8/3.2*
S-3BD-181920	0.035"	180	18-19-20	55	3-4.5-6	2.8/3.2*
S-3BD-101112C	0.035"	240	10-11-12	55	3-5-8	2.8
S-3BD-121315C	0.035"	240	12-13.5-15	55	3-4.5-8	2.8
S-3BD-151618C	0.035"	240	15-16.5-18	55	3-4.5-7	2.8/3.2*
S-3BD-181920C	0.035"	240	18-19-20	55	3-4.5-6	2.8/3.2*

*Requiere un canal de endoscopio fábrica Olympus de 2.8mm o un canal de endoscopio de la marca Pentax o de Fujinon de 3.2mm
C = Colónico