

## Balón-Dilatador Ureteral



Art. No.	Tamaño Mango (Fr/CH)	Longitud Total	Diam. Balón	Longitud Balón
<b>BD 5/4</b>	5	70 cm	CH 15/5 mm	40 mm

Acepta guida 0.035", Suministrado con llave de paso, presión de estallido de 18atm

<b>TU 4/4</b>	4	70 cm	CH 12/3.5 mm	40 mm
---------------	---	-------	--------------	-------

Con estilete, acepta guía 0.018", provisto de llave de cierre, 8atm presión de rotura nominal

## Balón-Dilatador para tracto de Nefrostomía



Art. No.	Diam. Balón	Longitud Balón	Longitud Total	
<b>NT 10/12-AM</b>	30 Fr/CH	120 mm	550 mm	con funda Amplatz

Acepta guía 0.035", 12 atm presión de rotura nominal  
Con llave de cierre y funda Amplatz