

Catéter Ureteral

El set consta de un catéter, un empujador, hilo y clamp.

Estándar Doble-J

Una punta abierta	Ambas puntas abiertas	Tamaño (Fr/CH)	Longitud (cm)	Guía Ø
SS-4716	SOT-4716	4.7	16	0.032"
SS-4724	SOT-4724	4.7	24	0.032"
SS-4726	SOT-4726	4.7	26	0.032"
SS-4728	SOT-4728	4.7	28	0.032"
SS-4730	SOT-4730	4.7	30	0.032"
SS-516	SOT-516	5	16	0.035"
SS-524	SOT-524	5	24	0.035"
SS-526	SOT-526	5	26	0.035"
SS-528	SOT-528	5	28	0.035"
SS-530	SOT-530	5	30	0.035"
SS-616	SOT-616	6	16	0.035"
SS-624	SOT-624	6	24	0.035"
SS-626	SOT-626	6	26	0.035"
SS-628	SOT-628	6	28	0.035"
SS-630	SOT-630	6	30	0.035"
SS-716	SOT-716	7	16	0.038"
SS-724	SOT-724	7	24	0.038"
SS-726	SOT-726	7	26	0.038"
SS-728	SOT-728	7	28	0.038"
SS-730	SOT-730	7	30	0.038"
SS-826	SOT-826	8	26	0.038"
SS-828	SOT-828	8	28	0.038"
SS-830	SOT-830	8	30	0.038"

Multi Loop

SS-47ML+ML	SOT-47ML+ML	4.7	Multiloop 24-30	0.032"
SS-5ML+ML	SOT-5ML+ML	5	Multiloop 24-30	0.035"
SS-6ML+ML	SOT-6ML+ML	6	Multiloop 24-30	0.035"
SS-7ML+ML	SOT-7ML+ML	7	Multiloop 24-30	0.038"
SS-8ML+ML	SOT-8ML+ML	8	Multiloop 24-30	0.038"

Para solicitar el set con guía de acero inoxidable, agregue +G al código (por ejemplo SS-4716+G).
 Para solicitar el set con guía de nitinol, agregue +GTHS al código (por ejemplo SS-4716+GTHS).