


Drenaje Suprapúbico Integral

Se utiliza para el drenaje de orina directamente desde la vejiga mediante el uso de la técnica de punción directa.

Acepta guía 0.038"
100% Silicón, transparente



Set de punción INTEGRAL

Art. No.	Tamaño (Fr/CH)	Longitud Catéter (cm)
SDS-MB 12	12	40
SDS-MB 14	14	40

El set consta de un Catéter Suprapúbico bidireccional con Balón y trocar de metal integrados

Set de recambio INTEGRAL

SDS-BX 14	14	40
------------------	----	----

El set consta de un Catéter Suprapúbico bidireccional con Balón y guía integrados