

Vaina para Acceso Ureteral Tenzada

La funda de acceso ureteral está indicada para su uso en procedimientos endoscópicos, para facilitar el paso de instrumentos urológicos y para la inyección de líquidos en el tracto urinario.

Made of Polyurethane
Tecoflex® EE.UU.
Dilatador: PEBAX
Parte de plata: acero inoxidable
Tubo trenzado

Proporciona **dilatación ureteal** y un **canal de trabajo continuo** para la introducción de endoscopios e instrumentos durante procedimientos para el acceso ureteral.



Art. No.	Diámetro Interno de la Funda		Logintugd de la Funda cm
	Tamaño (Fr/CH)	= mm	
UAS-B 10-13	10	= 3.3	13
UAS-B 10-20	10	= 3.3	20
UAS-B 10-28	10	= 3.3	28
UAS-B 10-30	10	= 3.3	30
UAS-B 10-35	10	= 3.3	35
UAS-B 10-45	10	= 3.3	45
UAS-B 12-13	12	= 4	13
UAS-B 12-20	12	= 4	20
UAS-B 12-28	12	= 4	28
UAS-B 12-30	12	= 4	30
UAS-B 12-35	12	= 4	35
UAS-B 12-45	12	= 4	45
UAS-B 14-13	14	= 4.7	13
UAS-B 14-20	14	= 4.7	20
UAS-B 14-28	14	= 4.7	28
UAS-B 14-30	14	= 4.7	30
UAS-B 14-35	14	= 4.7	35
UAS-B 14-45	14	= 4.7	45