

Gel Lubricante

Se utiliza para facilitar la inserción del catéter dentro de la uretra

Sin lidocaína anestésica de 6 ml y jeringas de 11 ml

Art. No.	Descripción	Balón
CG 6	Gel Lubricante	6ml
CG 11	Gel Lubricante	11ml



Líquido Estéril con 10% Glicerina

Para llenar el Catéter Balón

Gracias al aceite de glicerina, et tamaño de balón del catéter permanece más constante

Composición:
90% Aquadest
10% Aceite de glicerina

Art. No.	Glicerina	Balón
Block 10	10%	10ml

