


Pinzas de Biopsia Metálicas

- Estándar
- Caliente

Usado endoscópicamente para obtener muestras de tejido mucoso del tracto gastrointestinal para exámen microscópico-histopatológico



La pinza de Biopsia Caliente se utiliza con unidad electroquirúrgica de corriente monopolar o bipolar

Art. No.		Funda Ø (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Canal de trabajo (mm)
SBF-WS-16	Con aguja	2.4	160	2.8
SBF-WS-23	Con aguja	2.4	230	2.8
SBF-16	Sin aguja	2.4	160	2.8
SBF-23	Sin aguja	2.4	230	2.8
SBFH-23 HOT	Sin aguja (caliente)	2.4	230	2.8